

## OXYPACK 1

### Sac de transport pour bouteille oxygène



Sac de transport spécialement conçu pour une bouteille d'oxygène de 5 litres.

#### Caractéristiques spécifiques

Réalisé en PVC et facile à nettoyer

Bandoulière pour simplifier le transport

Grace à un orifice placé entre le compartiment de la bouteille et la poche extérieure il est possible accéder facilement au détendeur.

Poche extérieure avec fermeture éclair pour un rangement aisé des accessoires pour oxygénothérapie

Compartiment principal rembourré pour protéger le contenu et pour rendre plus confortable le transport.

#### Données techniques

Diamètre compartiment principal	150 ± 10 mm
Hauteur	640 ± 10 mm
Dimensions à vide	± 650x275x80mm
Dimensions poche	370x130x80±10mm
Bandoulière réglable	De 60 à 120 ± 5 cm
Poids	610 ± 10 g

**OXYPACK 1 – SAC EN PVC POUR  
BOUTEILLE 5 LITRES  
CB09005A**

Rev.2 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)