

## OXYPACK 2 KIT

Kit de réanimation portable



Kit de réanimation portable complet d'une bouteille oxygène, manodétendeur et insufflateur manuel avec masque .

### Caractéristiques spécifiques

Bouteille O<sup>2</sup> 2L (vide)  
 Pression interne maximale de 200 bar  
 Manodétendeur 0-15 L/min avec filtre fritté  
 Pochette extérieure pour rangement des accessoires  
 Livré avec insufflateur manuel usage unique et masque adulte

### Données techniques

Dimensions	150x290x500 ± 10 mm
Volume ballon insufflateur	1600 ml
Masque	PVC
Volume O <sup>2</sup> à 200bar	400 l
Standard connexion	UNI
Output pressure	3,5/4 bar
Débit réglable de	0- 1-1,5-2-3-4-6-9-12-15 l/min
Sortie manodétendeur	ø7mm
Poids total	4,5 ± 0,1 kg

### Dispositif Médical CE selon la directive 93/42/CE

OXYPACK 2 KIT DE  
 REANIMATION PORTABLE  
 OX10203B

Rev.2 (31/05/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)