

OXYPACK KIT

Oxypack 2 Kit con bombola 2 L, riduttore di pressione, pallone rianimatore e maschera adulto



Oxypack è realizzato in nylon Ripstop 600 D antistrappo o Spentex® facilmente lavabile. Lo scomparto che contiene la bombola è imbottito con espanso a cellule chiuse per assicurare una buona protezione anche in caso di urto. La chiusura è ottenuta con una robusta zip. Sul fianco del contenitore è fissata una sacca, chiusa con zip, dedicata agli accessori per la somministrazione dell'ossigeno e al resuscitatore manuale. Gli utilizzatori per ossigenoterapia possono essere collegati direttamente al portagomma del regolatore di pressione che si trova sulla bombola, tramite un tubo antischiacciamento in PVC, grazie a un foro passante che collega il comparto della bombola con la custodia portaccessori. In questo modo, durante l'utilizzo sarà sufficiente mantenere aperta la custodia portaccessori assicurando così alla bombola e al riduttore una maggior protezione. Per facilitare il trasporto, Oxypack è dotato di una tracolla regolabile.

Disponibile per bombole da 2 e 5 L. Il modello Oxypack 2 è disponibile anche nella versione con attracco per la spondina delle barelle.

DATI TECNICI

OX10203	OXYPACK 2 BOMBOLA 2	
It,RIDUTTORE,PALLONE, MASCHERA		
BG06000ECO	B-LIFE - PALLONE IN GOMMA ADULTO	
CB09002	OXYPACK 2 - PORTABOMBOLA IN PVC PER	
BOMBOLA 2 L		
ETC4003	ETIC.ADES.BIANCA 60x60mm 1 PISTA (in un	
rot.2000)		
IMA5090	SCAT.P2 AVANA cm.49x28x14h INC.ALA	
DOPPIA (FORCE)		
OX10020	BOMBOLA O2 2lt UNI	CE
	C/GHIERA E VALVOLA	
PRO0308	RID.PRES.SCATTI	CE 0434
	UNI115 l/m-CORTO	
	C/COPRIM.PORT.Ø6mm	
RM10892	CUFFED MASK MIS.3	
	PVC COLOUR CODED SENZA VALVOLA	

Oxypack 2 Kit con bombola 2 L,
riduttore di pressione,
pallone rianimatore e maschera adulto OX10203B