

OXYPACK KIT

Oxypack 1 Kit con bombola 5 L e riduttore di pressione



Oxypack è realizzato in nylon Ripstop 600 D antistrappo o Spentex® facilmente lavabile. Lo scomparto che contiene la bombola è imbottito con espanso a cellule chiuse per assicurare una buona protezione anche in caso di urto. La chiusura è ottenuta con una robusta zip. Sul fianco del contenitore è fissata una sacca, chiusa con zip, dedicata agli accessori per la somministrazione dell'ossigeno e al resuscitatore manuale. Gli utilizzatori per ossigenoterapia possono essere collegati direttamente al portagomma del regolatore di pressione che si trova sulla bombola, tramite un tubo antischiacciamento in PVC, grazie a un foro passante che collega il comparto della bombola con la custodia portaccessori. In questo modo, durante l'utilizzo sarà sufficiente mantenere aperta la custodia portaccessori assicurando così alla bombola e al riduttore una maggior protezione. Per facilitare il trasporto, Oxypack è dotato di una tracolla regolabile.

Disponibile per bombole da 2 e 5 L. Il modello Oxypack 2 è disponibile anche nella versione con attracco per la spondina delle barelle.

DATI TECNICI

OX10205	OXYPACK 1 KIT CON BOMBOLA 5 lt E RIDUTTORE PRESS.
CB09005	OXYPACK 1 - PORTABOMBOLA IN PVC PER BOMBOLA 5 L
ETC4003	ETIC.ADES.BIANCA 60x60mm 1 PISTA (in un rot.2000)
IMA5012	SCAT.G AVANA cm.21x21x96h GRAF. ALA D. TRIPLO

OX10050	BOMBOLA O2 5lt UNI CON VALVOLA E PROTEZIONE
---------	---



PRO0308	RID.PRES.SCATTI UNI15 l/m-CORTO-C/COPRIM.PORT.Ø6mm
---------	--



Oxypack 1 Kit con bombola 5 L e riduttore di pressione

OX10205B