

OXYPACK KIT

Oxypack 1 Kit con bombola 5 L, riduttore di pressione, pallone rianimatore e maschera adulto



Oxypack è realizzato in nylon Ripstop 600 D antistrappo o Spentex® facilmente lavabile. Lo scomparto che contiene la bombola è imbottito con espanso a cellule chiuse per assicurare una buona protezione anche in caso di urto. La chiusura è ottenuta con una robusta zip. Sul fianco del contenitore è fissata una sacca, chiusa con zip, dedicata agli accessori per la somministrazione dell'ossigeno e al resuscitatore manuale. Gli utilizzatori per ossigenoterapia possono essere collegati direttamente al portagomma del regolatore di pressione che si trova sulla bombola, tramite un tubo antischiacciamento in PVC, grazie a un foro passante che collega il comparto della bombola con la custodia portaccessori. In questo modo, durante l'utilizzo sarà sufficiente mantenere aperta la custodia portaccessori assicurando così alla bombola e al riduttore una maggior protezione. Per facilitare il trasporto, Oxypack è dotato di una tracolla regolabile.

Disponibile per bombole da 2 e 5 L. Il modello Oxypack 2 è disponibile anche nella versione con attracco per la spondina delle barelle.

DATI TECNICI

OX10206	OXYPACK 1 BOMBOLA 5
BG06000ECO	lit.,RIDUTTORE,PALLONE,MASCHERA
CB09005	B-LIFE - PALLONE IN GOMMA ADULTO
ETC4003	OXYPACK 1 - PORTABOMBOLA IN PVC
IMA5012	PER BOMBOLA 5 L
D. TRIPL0	ETIC.ADES.BIANCA 60x60mm 1 PISTA
	(in un rot.2000)
	SCAT.G AVANA cm.21x21x96h GRAF. ALA

OX10050	BOMBOLA O2 5lt UNI	CE
	CON VALVOLA E PROTEZIONE	

PRO0308	RID.PRES.SCATTI UNI15	CE 0434
	l/m-CORTO-C/COPRIM.PORT.Ø6mm	

RM10892	CUFFED MASK MIS.3 PVC
	COLOUR CODED SENZA VALVOLA

Oxypack 1 Kit con bombola 5 L,
riduttore di pressione, pallone rianimatore
e maschera adulto

OX10206B