

AMBUJET P 800 D 20G

Aspirador de secreciones portátil
con base cargadora a pared testada 20G



Aspirador de secreciones extremadamente compacto, destinado a remover fluidos de las vías respiratorias o desde el sistema de soporte a la respiración. El aspirador crea un vacío que extrae los fluidos a través del catéter mono-uso, conectado al sistema de recolección. La base tiene la doble función de carga y estación de fijación de acuerdo con la norma EN 1789.

Características específicas

- Peso y volumen reducidos
- Visualización rápida del vacío establecido gracias a led luminosos
- Clasificación ISO Alto vacío /alto flujo
- Carcasa de polietileno resistente a cualquier golpe
- desenganchar el aspirador es muy rápido, ya que se lleva a cabo presionando el botón rojo en la parte frontal del mismo
- La batería se recarga automáticamente cuando el dispositivo está en el sistema de fijación

Equipamiento de serie

- Fijación a pared 20 G con recarga automática
- Batería
- Vaso monouso 800 ml
- Tubo paciente mono-uso 1,8 m
- Tirante para el transporte

Accesorios / repuestos

- | | |
|----------|-------------------------------------|
| SC75012E | Bolsas para bastidores jet |
| SC73017E | Transformador 220V |
| RISC005E | Filtro monouso |
| SC73016E | Tubo aspiración estéril 1,8 m |
| SC73039E | vaso secreciones monouso 800ml 10pz |

Normas técnicas

- ISO 10079-1
- EN 1789

Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|--|
| Dimensiones Jet | 200x225x285 mm |
| Dimensiones con base | 200x250x320 mm |
| Peso de la unidad de succión | 2,4 ± 0,1 kg |
| Peso base | 0,7 ± 0,1 kg |
| Alcance vacío | Desde 50 hasta 550 mmHg |
| Capacidad de succión | 32 l/min |
| Nivel de ruido | 70 db |
| Requerimiento conexión eléctrica | 100-240 VAC 47-63 Hz 0,75 A max; 12VDC 33W max |
| Protección IP | IP12 |
| Batería | 12V DC Ni-MH |
| Modalidad de uso | 30 min. ON, 30 min. OFF |
| Tiempo de recarga | 5 h |
| Capacidad vaso | 800 ml |
| Tubo paciente | 1,8 m |
| Temp. de uso | Desde 0°C hasta +45°C |
| Temp. de almacenaje | Desde -40°C hasta +70°C |
| Humedad | Desde 0 hasta 95% |

DM Ass. según la Dir. 93/42/CEE

AMBUJET P 800 D 20G
SC75500D



Identificación de registro

79723

Rev.1 (15/03/2018)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. a socio unico Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it