

AMBUJET P 1000 R 10G

Aspiratore di secreti portatile
con fissaggio a parete 10g con ricarica automatica



Aspiratore di secreti dagli ingombri ridotti, destinato alla rimozione dei fluidi dalle vie respiratorie o dal sistema di supporto alla respirazione. L'aspiratore crea una depressione che estrae i fluidi attraverso il catetere monouso collegato al vaso di raccolta. La base svolge la duplice funzione di stazione di ricarica e di fissaggio in conformità alla normativa EN 1789.

Caratteristiche specifiche

Peso e ingombri contenuti
Rapida visualizzazione del vuoto impostato grazie ai led luminosi
Classificazione ISO Alto vuoto/Alto flusso
Aspiratore protetto da urti e cadute grazie alla scocca anti urto
Meccanismo di aggancio e sgancio dalla base estremamente rapido
La ricarica della batteria avviene semplicemente alloggiando l'aspiratore sul sistema di fissaggio

Dotazione di serie

Gancio con sistema di ricarica automatica integrato
Batteria
Vaso autoclavabile
Tubo paziente monouso 1,8 m
Tracolla per trasporto aspiratore

Accessori/Ricambi di consumo

SC75012E	Borse laterali per Jet
SC75014D	Cavo Alim. Con accendisigari 12VCC
SC73017E	Trasformatore 220V
RISCO05E	Filtro antibatterico
SC73016E	Catetere aspirazione 1,8m sterile

Conforme a

ISO 10079-1
EN 1789

Dati tecnici

Dimensioni Jet	200x225x285 mm
Dimensioni Jet c/gancio	200x250x320 mm
Peso aspiratore	2,4 ± 0,1 kg
Peso gancio	0,8 kg
Range vuoto	Da 50 a 550 mmHg
Aspirazione flusso libero	32 l/min
Livello acustico	70 db
Requisiti connessione elettrica	100-240 VAC 47-63 Hz 0,75A max; 12VDC 33W max
Grado IP	IP12
Batteria	12V DC Ni-MH
Modalità d'uso	30 min. ON, 30 min. OFF
Tempo di ricarica batteria	5 h
Capacità vaso	1000 ml
Tubo paziente	1,8 m
Temp. d'uso	Da 0°C a +45°C
Temp. di stoccaggio	Da - 40°C a +70°C
Umidità	Da 0 a 95%

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

AMBUJET P 1000 R 10G
SC75650D



Identificativo registrazione

81603

Rev.2 (15/09/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it