

AMBUJET 1000 B 20G

Dispositif d'aspiration portable avec fixation murale 20G



Dispositif d'aspiration compact à utiliser pour éliminer les fluides des voies respiratoires ou du système d'assistance respiratoire. Le dispositif crée une pression négative qui aspire les fluides à travers la sonde d'aspiration branché au bocal réceptacle. La base est fixée conformément à la norme EN 1789.

Caractéristiques spécifiques

Léger et faible encombrement
Rapide vérification du niveau d'aspiration grâce à une échelle graduée avec système de LED
Mécanisme d'ancrage et de déverrouillage de la base extrêmement rapide
Classification ISO Haut vide/Haut débit
Base large pour augmenter la stabilité
La coque assure la protection de l'unité d'aspiration
Commandes simples et intuitives

Équipement de base

Fixation 20G
Batterie
Bocal réceptacle Serres avec poche usage unique
Tubulure patient usage unique 1,8 m
Bandoulière pour un transport facile

Accessoires/Consommables

SC75012E	Pochette latérale pour Jet
SC73017E	Transformateur 220V
RISCO06B	Filtre antibactérien
SC73016E	Tubulure patient 1,8m stérile
SC75018E	Lot de 36 poches usage unique Serres
SC75022	Câble d'alimentation connecteur mâle BS

Conforme

ISO 10079-1
EN 1789

Données techniques

Dimensions Jet	200x225x285 ± 5 mm
Dimensions Jet avec fixation	200x250x320 ± 5 mm
Poids avec fixation	3,1 ± 0,1 kg
Débit d'aspiration	Da 50 a 550 mmHg
Puissance d'aspiration en air libre	32 l/min
Niveau acoustique	70 db
Caractéristiques connexion électrique	100-240 VAC 47-63 Hz 0,75 A max; 12VDC 33W max
IP Grade	IP12
Batterie	12V DC Ni-MH
Temps de fonctionnement de la batterie	Max 45-60min à débit libre
Temps de rechange	5 h
Modalité d'utilisation	30 min. ON, 30 min. OFF
Volume bocal/poche	1000 ml
Tube patient	1,8 m
Température d'utilisation	From 0°C to +45°C
Température de stockage	From - 40°C to +70°C
Humidité	From 0 to 95%

DM Assemblé selon la Dir. 93/42/CEE

AMBUJET 1000 B 20G

SC75710B



Rev.1 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it