

RES-Q-VAC

Aspiratore di secreti manuale



Aspiratore di secreti manuale dagli ingombri ridotti, destinato alla rimozione dei fluidi dalle vie respiratorie o dal sistema di supporto alla respirazione e di materiale infettivo dalle ferite. L'aspiratore crea una depressione che estrae i fluidi attraverso il catetere monouso collegato al vaso di raccolta. Non necessita di fonti di energia e può essere azionato a mano o con il piede.

Caratteristiche specifiche

Leggero e compatto
 Alloggiamento del vaso ad incastro
 Vaso di raccolta autoclavabile con valvola di troppo pieno
 Filtro antibatterico monouso per limitare i rischi di contaminazione
 Base aspiratore con inserti antiscivolo
 Pedale di azionamento in metallo per offrire maggior robustezza e affidabilità.

Accessori/Ricambi di consumo

RV71102A	RVX 02 - Vaso ricambio autoclavabile
RV71104A	RVX04 sacca di trasporto in PVC
RV71106C	VP FILTER filtro antibatterico

Conforme a

EN ISO 10079-2

Dati tecnici

Dimensioni	225x165x150 mm
Vuoto massimo	300 mmHg
Flusso	22 l/min
Lunghezza tubo aspirazione	1300 mm
Capacità vaso	400 ml
Materiali	PE, PVC, PC, Fe
Peso	1,4 kg

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

RES-Q-VAC - ASPIRATORE
 MANUALE DI SECRETI ARANCIO
RV71101A



Classificazione CND	Z120105
Identificativo registrazione	307679

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it