

# Yankauer Vacuum Control

## Cannula rigida con controllo dell'aspirazione



Cannula monouso dotata di selettore on/off l'avvio o l'arresto del l'aspirazione. Una volta connessa al tubo di aspirazione, può essere utilizzata con qualsiasi aspiratore.

### Caratteristiche specifiche

- Estremamente leggera
- Estremità trasparente per una miglior visualizzazione del flusso
- Impugnatura antiscivolo
- Dispositivo sterile confezionato singolarmente

### Dati tecnici

Dimensioni	290x15 mm
Lunghezza parte ricurva	60 mm
Diametro parte terminale	4,5 mm
Peso	30 g
Metodo sterilizzazione	EO

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

YANKAUER - CANNULA RIGIDA STERILE  
C/CONTR.ASPIRAZ.  
DG00151A



Classificazione CND	A06010103
Identificativo registrazione	335477

Distribuito da Spencer Italia S.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)