

## SCX 85

Vaso autoclavabile per aspiratore



Vaso di raccolta autoclavabile con valvola troppo pieno per aspiratori di secreti.

### Caratteristiche specifiche

Vaso autoclavabile fino a 30 cicli

La valvola di troppo pieno impedisce la tracimazione di fluidi qualora venga raggiunta la capacità massima

Elevata trasparenza per consentire idonea visualizzazione del contenuto

### Dati tecnici

Capacità vaso	1000 ml
Peso vaso s/sacca	330 g
Materiale	PC
Parametri autoclave	15min a T 121°/ P.rel 1 bar

### Prodotti correlati

SC75016E	Tupo aspir. Paziente sterile 1,8 m
OX10105A	S-TUBE – TUBO SILICONE PER ASPIR. ø8x14mm
SC10037C	Filtro di ricambio per Blanco
RISC005E	Filtro monouso Ambujet - Homejet

DM di Classe I in accordo alla dir.93/42/CE

SCX 85 - VASO AUTOCL. 1LT ASPIR.

SC70085A



Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)