

Haas 30

Pompe à vide électrique



Pompe à vide pour installation à l'intérieur d'un circuit pneumatique adapté.

Caractéristiques spécifiques

Poids et taille limité

3 perçages pour l'installation

Extrémité des câbles de branchement sans gaine:

Câble rouge – pôle positif

Câble bleu – pôle négatif

La pompe est équipée d'un système de sécurité contre l'inversion accidentelle de la polarité qui permet de maintenir la direction des débits même en cas d'inversion des branchements électriques.

Données techniques

Dimensions	145x145x75 mm
Poids	1050 g
Max débit	24 ± 3 l/min
Max vide	84 kPa (630mmHg)
Alimentation	12V DC
Puissance	72W
Absorptivité	7A

HAAS 30 - POMPE À VIDE
ÉLECTRIQUE
OX02300B

Distribué par Spencer Italia S.r.l.

Rev.2 (15/01/2018)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it