

R-AID Trolley PRO

Zaino multiuso con Trolley



Trolley per emergenza estremamente versatile e robusto utilizzabile anche come zaino. Il sistema di 4 ruote coassiali garantisce elevata resistenza al carico durante il trascinarsi a terra.

Caratteristiche specifiche

- Portabilità eccellente grazie al sistema trolley, 2 maniglie e tracolla
- 1 Scomparto principale imbottito, dotato di cinghie per fissaggio bombola (max 2l) e divisori interni rimovibili che consentono di suddividere il vano in massimo 9 parti
- 1 tasca trasparente con chiusura a zip sul lato interno della patta di chiusura del vano principale
- 2 Tasche laterali con chiusura a zip di cui:
 - 1 dotata di tasca interna con chiusura a zip
 - 1 dotata di *borsa staccabile trasparente* con chiusura a zip, fissata per mezzo di inserti strap
- 1 Tasca anteriore trasparente con chiusura a strap
- 1 Tasca anteriore con chiusura a zip
- 1 Tasca superiore con chiusura a zip e maniglia di trasporto
- Spallacci imbottiti e cintura lombare con fibbia a sgancio rapido per migliorare la distribuzione del carico
- Inserti rifrangenti per maggior visibilità
- Fondo rinforzato

Accessori opzionali

- Sacche interne M-Series con fissaggio a strap

Dati tecnici

Dimensioni	620x350x410 ± 10 mm
Dimensioni borsa PVC	360x160 mm
Peso	3 ± 0,2 kg
Volume ¹	48 ± 0,5 l
Lunghezza tracolla	Da 70 a 130 cm
Estensione maniglia trolley	43 cm
Materiali	Nylon, PVC, Al
Portata	30 kg

¹ Volume vano principale 32 l

R-AID TROLLEY PRO - TROLLEY ROSSO/NERO IN CORDURA
CB04180B

Rev.1 (06/07/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it