

PRO B-Life

Pallone rianimatore in PVC



Pallone rianimatore autoespansibile adulto monouso per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

Caratteristiche specifiche

Standard di connessione ISO 15/22 mm
 Possibilità di collegamento a fonti di erogazione di ossigeno.
 Bassi ingombri di stoccaggio

Dati tecnici

Materiali	PVC medicale, PC
Volume pallone	1600 ml
Taratura Valvola sovrappressione	60 cmH ₂ O
Massima concentrazione di ossigeno ottenibile ^(con reservoir)	95%
Ritmo massimo di riespansione	45 bpm

Accessori opzionali

BG03091A	Sacca Reservoir
RM10894A	Cuffed mask Mis. 5
OX20131A	OXX30 tubo antischacciamento 10pz
BG02001A	Laxan borsa trasparente per resuscitatori manuali

DM ass. in accordo alla Dir. 93/42/CEE

PRO B-LIFE PVC ADULTO
 PALLONE

BG02012A

Identificativo registrazione 23423

Rev.1 (13/04/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. a socio unico Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it