

PRO B-Life

Pallone rianimatore in PVC



Pallone rianimatore monouso, autoespansibile neonatale per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

Caratteristiche specifiche

Il materiale di costruzione e la finitura superficiale garantiscono ottima aderenza per le mani dell'operatore
 Standard di connessione ISO 15/22 mm
 Possibilità di collegamento a fonti di erogazione di ossigeno
 Bassi ingombri di stoccaggio

Dati tecnici

Materiali	PVC, PC
Volume pallone	280 ml
Valvola sovrapp.	40 cmH ₂ O
Ritmo massimo di riespansione	95 bpm

Optionals

OX20131A	OXX30 tubo antischiacciamento 10pz
BG02001A	Laxan borsa trasparente per resuscitatori manuali
BG03091A	Reservoir

DM marcato CE in accordo alla Dir. 93/42/CEE

PRO B-LIFE - PALLONE PVC
 NEON.C/VALV.SOVR. R-VALVE
BG02019A



Identificativo registrazione 58623

Rev.0 (09/05/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it