

## CO B-Life

### Pallone rianimatore in PVC



Pallone rianimatore autoespansibile adulto monouso per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

#### Caratteristiche specifiche

Standard di connessione ISO 15/22 mm  
 Possibilità di collegamento a fonti di erogazione di ossigeno.  
 Bassi ingombri di stoccaggio

#### Standard equipment

EV50009C EVX09 Overpressure/non-rebreathing valve

#### Optionals

BG03091A	Sacca Reservoir
OX20131A	OX30 anti crush oxygen tubes 10pcs
BG02001A	Laxan transparent bag for manual resuscitator
RM10892A	Cuffed mask Size 3
RM10893A	Cuffed mask Size 4

#### Dati tecnici

Materiali	PVC, PC
Volume pallone	1600 ml
Valvola sovrappressione	60 cmH <sub>2</sub> O
Ritmo massimo di riespansione	45 bpm

DM ass. in accordo alla Dir. 93/42/CEE

CO B-LIFE - PALLONE PVC ADULTO  
 C/SOVR E R-VALVE

BG08000A



Rev.0 (06/05/2016)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. a socio unico Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)