

CO B-Life

Insufflateur manuel en PVC



Insufflateur manuel auto-expansible pour la ventilation mécanique de patients ayant des difficultés respiratoires.

Caractéristiques spécifiques

Grip optimisé grâce à la finition en surface
 Marquage pour ADULTE afin d'éviter tout type d'utilisation non correcte
 Connexion standard ISO 15/22 mm
 De faible encombrement
 Sans Latex

Données techniques

Matériaux	PVC médicale, PC
Volume insufflateur	1600 ml
Volume poche réserve O ₂	2500 ml
Valve de surpression	60 cmH ₂ O
Concentration maximale d'oxygène	95%
Rythme maximal de ré expansion	45 bpm

Equipment de base

BG03091A	Sacca Reservoir
EV50009C	EVX 09 valve de surpression/anti-retour
RM10892A	Cuffed mask T. 3
RM10893	Cuffed mask T 4
OX20130A	OXX30 tubulure oxygène

DM marqué CE selon la Dir. 93/42/CEE

CO B-LIFE
 ADULTE+VALVE+M.CUFFE D T.3-
 4+TUBE OX+ RE
BG08004A



Accessoires en option

OX20131A	OXX30 tubulure oxygène 10 unités
BG02001A	Laxan sac de transport transparent

Rev.0 (20/02/2016)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it