

CO B-Life

Insufflateur manuel en PVC



Insufflateur manuel auto-expansible pour la ventilation mécanique de patients ayant des difficultés respiratoires.

Caractéristiques spécifiques

Grip optimisé grâce à la finition en surface
 Marquage pour ADULTE afin d'éviter tout type d'utilisation non correcte
 Connexion standard ISO 15/22 mm
 De faible encombrement
 Sans Latex

Données techniques

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Matériaux | PVC médicale, PC |
| Volume insufflateur | 1600 ml |
| Volume poche réserve O ₂ | 2500 ml |
| Valve de surpression | 60 cmH ₂ O |
| Concentration maximale d'oxygène | 95% |
| Rythme maximal de ré expansion | 45 bpm |

Equipment de base

| | |
|----------|---|
| BG03091A | Sacca Reservoir |
| EV50009C | EVX 09 valve de surpression/anti-retour |
| RM10903A | Cuffed mask T. 3 |
| RM10904A | Cuffed mask T 4 |
| OX20130A | OXX30 tubulure oxygène |

DM marqué CE selon la Dir. 93/42/CEE

CO B-LIFE
 ADULTE+VALVE+M.CUFFE D T.3-
 4+TUBE OX+ RE
BG08004A



Accessoires en option

| | |
|----------|------------------------------------|
| OX20131A | OXX30 tubulure oxygène 10 unités |
| BG02001A | Laxan sac de transport transparent |

Rev.2 (31/01/2018)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
spencer.it