

## CO B-Life

### Resucitador manual en PVC



Resucitador manual completo desechable para la ventilación mecánica de los pacientes con traumas o con dificultades respiratorias

#### Características específicas

El material de construcción y el acabado de la superficie aumenta el agarre para las manos del operador  
 Uso previsto PEDIATRICO marcado en el dispositivo para limitar el riesgo de aplicaciones incorrectas  
 Conexión estándar ISO 15/22 mm  
 Poco espacio de almacenamiento requerido  
 Latex Free

#### Equipamientos estándar

BG03091A	Reservorio
EV50008C	EVX08 Válvula sobrepresión/non-rebreathing
RM10890A	Cuffed mask Med. 1
RM10891A	Cuffed mask Med. 2
OX20130A	OXX30 Tubo oxígeno antiplastamiento

#### Accesorios opcionales

OX20131A	OXX30 Tubo oxígeno antiplastamiento 10unds
BG02001A	Laxan bolsa transparente para el resucitador manual

#### Datos técnicos

Materiales	PVC de calidad médica, PC
Volumen	500 ml
Volumen reservorio	2500 ml
Válvula sobrepresión	40 cmH <sub>2</sub> O
Concentración máxima de oxígeno	95%
Max. ritmo de re expansión	100 bpm

DM marcado CE de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

CO B-LIFE PEDIATRICO RESUS.  
 C/VÁLV. SOBREPRESION,  
 RESERVORIO, MASCARILLAS  
 CUFFED, TUBO OXÍGENO Y VÁLV.  
 RESERV.



BG08005A

Rev.1 (09/01/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)