

CO B-Life

Insufflateur manuel en PVC



Insufflateur manuel auto-expansible pour la ventilation mécanique de patients ayant des difficultés respiratoires.

Caractéristiques spécifiques

Grip optimisé grâce à la finition en surface
 Marquage pour ADULTE afin d'éviter tout type d'utilisation non correcte
 Connexion standard ISO 15/22 mm
 De faible encombrement
 Sans Latex

Equipment de base

BG03091A	Sacca Reservoir
EV50008C	EVX 08 valve de surpression/anti-retour
RM10890A	Cuffed mask T. 1
RM10891A	Cuffed mask T. 2
OX20130A	OXX30 tubulure oxygène

Optionals

OX20131A	OXX30 tubulure oxygène 10 unités
BG02001A	Laxan sac de transport transparent

Données techniques

Matériaux	Medical grade PVC, PC
Volume insufflateur	500 ml
Volume poche réserve O2	2500 ml
Valve de surpression	40 cmH ₂ O
Concentration maximale d'oxygène	95%
Rythme maximal de ré expansion	100 bpm

DM marqué CE selon la Dir. 93/42/CEE

CO B-LIFE
 ENFANT+VALVE+M.CUFFE D T.1-
 2+TUBE OX.+RE
BG08005A



Rev.1 (09/01/2017)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it