

MASKA

Maschera per anestesia



Maschera facciale utilizzabile per la ventilazione artificiale, anestesia e durante le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Caratteristiche specifiche

Conchiglia e cuscino in unico corpo per impedire la fuoriuscita di gas.

Cuscino gonfiabile per ottenere la massima aderenza in base alla conformazione del volto

Anello in acciaio per fissaggio nucale

Monouso con tempo di vita 5 anni riferito allo stoccaggio

Sterilizzabili in autoclave a 134°C - 20 min

Sterilizzabile con ETO

Dati tecnici

| | |
|------------|---------------|
| Dimensioni | 80x120x85±2mm |
| Peso | 108g |
| Materiale | Gomma |

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

MASKA - MASCH. FACC. GOMMA
PER ANESTESIA MIS.5

RM20605B

Classificazione CND



R03010199

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it