

FLEX MASK

Mascarilla boca a boca



Mascarilla desechable con almohadilla y inflada destinada a ser utilizada como una barrera entre el socorrista y el paciente durante los procedimientos de RCP.

Características específicas

Conchiglia trasparente per migliorare il monitoraggio del paziente

Entrada con tapón para la conexión a una fuente de oxígeno

Latex Free

Detalles técnicos

Dimensiones	122x95x100 ± 2 mm
Materiales	PVC
Peso	45 ± 5g

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

FLEX MASK - MASCARILLA

BOCA A BOCA

UNIDIRECCIONAL

TA09010A



Clasificación CND R0301019

Id de registro 148160

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it