

FLEX MASK

Maschera bocca a bocca



Maschera facciale monouso con cuscino pregonfiato destinata all'utilizzo come barriera tra soccorritore e paziente durante le procedure CPR.

Caratteristiche specifiche

Conchiglia trasparente per migliorare il monitoraggio del paziente
 Ingresso con tappo per il collegamento ad una fonte ossigeno
 Custodia rigida per una maggior protezione

Dati tecnici

Dimensioni maschera	122x95x100 ± 2 mm
Dimensioni box	135x110x50 ± 2 mm
Materiali	PVC, Nylon
Peso maschera	45 ± 5 g
Peso complessivo	75 g

DM Ass. in accord alla dir. 93/42/CEE

FLEX MASK - MASC. BOCCA
 A BOCCA UNIDIREZ.AR.
 C/BOX

TA09019A



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it