

## FLEX MASK

Máscara boca a boca



Máscara facial descartável com almofada pré-inflada, para ser usada como proteção entre o socorrista eo paciente durante os procedimentos de RCP.

### Características específicas

- Concha transparente para melhorar a monitorização do paciente
- Entrada com tampa para permitir a conexão de uma fonte de oxigênio
- Estojo rígido para a melhor protecção

### Dados técnicos

Dimensão máscara	122x95x100 ± 2 mm
Dimensão caixa	135x110x50 ± 2 mm
Materiais	PVC, Nylon
Peso máscara	45 ± 5 g
Peso total	75 g

DM de acordo com 93/42/CEE

FLEX MASK COM CAIXA EM  
PVC LARANJA  
TA09019A



Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)