

## FLEX MASK

Maschera bocca a bocca



Maschera facciale monouso con cuscino pregonfiato destinata all'utilizzo come barriera tra soccorritore e paziente durante le procedure CPR.

### Caratteristiche specifiche

Conchiglia trasparente per migliorare il monitoraggio del paziente  
 Ingresso con tappo per il collegamento ad una fonte ossigeno  
 Custodia rigida per una maggior protezione

### Dati tecnici

Dimensioni maschera	122x95x100 ± 2 mm
Dimensioni box	135x110x50 ± 2 mm
Materiali	PVC, Nylon
Peso maschera	45 ± 5 g
Peso complessivo	75 g

DM Ass. in accord alla dir. 93/42/CEE

FLEX MASK - MASCH. C/BOX

PVC ARANCIO NEUTRO

C/ISTR

TA09020A



Rev.0 (28/03/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)