

## VÁLVULA DE REPUESTO PARA FLEX MASK



Válvula de repuesto dedicada para su uso con las mascarillas Flex Mask.

### Características específicas

Desechable  
 Unidireccional  
 Se debe utilizar con el filtro TA09040  
**Latex Free**

### Detalles técnicos

Dimensiones	ø30x30 ± 2 mm
Materiales	PVC
Peso	4 ± 2g

FLEX MASK – VÁLVULA DE  
 REPUESTO  
**TA09030A**

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)