

FLEX MASK

Maschera bocca a bocca



Maschera facciale monouso con cuscino pregonfiato destinata all'utilizzo come barriera tra soccorritore e paziente durante le procedure CPR.

Caratteristiche specifiche

Conchiglia trasparente per migliorare il monitoraggio del paziente
 Ingresso con tappo per il collegamento ad una fonte ossigeno
 Custodia rigida per una maggior protezione

Dati tecnici

| | |
|---------------------|-------------------|
| Dimensioni maschera | 122x95x100 ± 2 mm |
| Dimensioni box | 135x110x50 ± 2 mm |
| Materiali | PVC, Nylon |
| Peso maschera | 45 ± 5 g |
| Peso complessivo | 75 g |

DM Ass. in accord alla dir. 93/42/CEE

FLEX MASK - MASCH. C/BOX
 PVC GIALLO LOGO/ISTRUZ.

TA09034A



Rev.1 (11/07/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it