

FILTRO DE REPUESTO PARA FLEX MASK



Filtro de repuesto dedicado para su uso con las mascarillas Flex Mask.

Características específicas

Desechable
Se debe utilizar con la válvula TA09030
Latex Free

Detalles técnicos

Dimensiones	∅39x13 ± 2 mm
Materiales	PVC
Peso	3 ± 1g

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

FLEX MASK - FILTRO

DESECHABLE

TA09040A

Clasificación CND



R0301019

ID de registro

551431

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it