

FILTRO DI RICAMBIO PER FLEX MASK



Filtro di ricambio dedicato all'utilizzo con le maschere facciali Flex Mask.

Caratteristiche specifiche

Monouso

Da utilizzarsi con la valvola TA09030

Latex Free

Dati tecnici

Dimensioni $\varnothing 39 \times 13 \pm 2$ mm

Materiali PVC

Peso 3 ± 1 g

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

FLEX MASK - FILTRO

MONOUSO

TA09040A

Classificazione CND R0301019

Identificativo registrazione 551431



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it