

VÁLVULA DE REPUESTO PARA FLEX MASK



Válvula de repuesto con filtro integrado dedicada para su uso con mascarillas Flex Mask

Características específicas

Desechable
Unidireccional
Filtro antibacteriano integrado
Latex Free

Detalles técnicos

Dimensiones	ø30x40 ± 2 mm
Materiales	PVC
Peso	6 ± 2g

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

VÁLVULA C/FILTRO
ANTIBACT.FLEX MASK
TA09044A



Clasificación CND	R0301019
ID de registro	433935

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it