

## KDX 1

### Maletín de reanimación



Maletín rígido para la acomodación y el transporte de los dispositivos utilizados generalmente en los procedimientos de reanimación.

#### Características específicas

Sistema de cierre con desenganche rápido
Válvula de presurización manual
Estructura xtremadamente robusta
Juntura para proporcionar una protección contra la penetración de líquidos o suciedad
Mullido interior para una protección máxima del contenido
Gracias a las muescas en el acolchado principal, el usuario puede personalizar los alojamientos para satisfacer sus necesidades
Predisposición para la inserción de soportes metálicos

#### Detalles técnicos

Dimensiones externas	405x515x200 ± 5 mm
Dimensiones internas	355x475x180 ± 5 mm
Materiales	PP, PE
Peso sin mullido	3,6 ± 0,1 kg
Peso con el mullido	4 ± 0,1 kg

KDX 1 VACÍO - MALETÍN DE  
REANIMACIÓN  
CB06045C

Rev.2 (24/08/2015)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)