

# PRO KDX

## Maleta estanca de reanimación



Caracterizada por un diseño sobrio, moderno y compacto, y no obstante las dimensiones reducidas, conlleva una elevada capacidad. Cada detalle ha sido estudiado para asegurar cuanta más protección para el contenido pero al mismo tiempo para dar a esta innovadora maleta una imagen más agresiva, asociada a acabados internos cuidados en los mínimos detalles. La fijación de los presidios a través de un sistema exclusivo permite colocar los varios artículos en diferentes maneras, asegurando la estabilidad de los mismos aun en las situaciones de transporte más difíciles.

### DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (mm) 520 x 195 x h415

Volumen (L) 42

Peso (kg) 11,5

Material Polipropileno

Fijación bomba (L) 2

CONTIENE

BG02041 PRO B-LIFE - BALÓN.PVC AD.C/SOVR.CUFF. MASK R-VALVE  
 BS04011 BURN S - COMPRESA ESTÉRIL ANTI-QUEMADURAS 10X10 cm  
 CB02030 T 2 - ESTUCHE PARA DIAGNÓSTICA EN PVC AMARILLO  
 DG00603 UNIVERSAL - TIJERAS CORTA ROPA MANGO NEGRO  
 DG01411 DGX 411 - ESFIGMO.ANER. 2 TUBOS C/ BRAZ.ADULTO NARAN.  
 DG02110 DGX 110 - FONENDOSCOPIO BASE NEGRO (LXF)  
 DG03100 L-HANDLE - MANGO LARINGO LUZ TRADICIONAL ADULTO  
 DG05001 C-BLADE - LAMA MACINTOSH MED.1  
 DG05002 C-BLADE - LAMA MACINTOSH MED.2  
 DG05003 C-BLADE - LAMA MACINTOSH MED.3  
 DG08061 DGX 061 - PEN LIGHT LINTERNA AZUL PLÁSTICO  
 FG00605 MAGILL - PINZA GUIA-TUBOS ADULTO 268 mm.  
 FG00607 MAGILL - PINZA GUIA-TUBOS PEDIÁTRICA 200 mm.  
 IF00150 IFX 50 - LAZO HEMOSTÁTICO  
 OX10020 BOMBA O2 2lt UNI C/VIROLA Y VÁLVULA  
 OX20120 OXYMASK 50 - MASCARA MEDIA ADULTO  
 PR00308 RED.PRES. UNI15 l/m-CORTO-C/COPRIM. PORT.Ø6mm  
 RM10321 GUEDEL - CÁNULA MONOUSO MED.1 (60 mm) 10 PZ.  
 RM10322 GUEDEL - CÁNULA MONOUSO MED.2 (70 mm) 10 PZ.  
 RM10323 GUEDEL - CÁNULA MONOUSO MED.3 (80 mm) 10 PZ.  
 RM10892 CUFFED MASK MED.3 PVC COLOR CODED SIN VÁLVULA  
 RM30400 YOUNG - TIRALENGUA EN ACERO INOX  
 RV71150 B-VAC - ASPIRADOR DE SECRECIONES MANUAL  
 ST00630 HT - MANTA ISOTÉRMICO ADULTO 220X160 cm C/LOGO