

GRIP UP

Manico Laringo con manopola ergonomica



Manico laringo adulto dotato di manopola ergonomica da utilizzarsi con lame a luce tradizionale .

Caratteristiche specifiche

Manico ergonomico per una presa ottimale
Necessarie 2 batterie tipo C non incluse

Standard connessione lame

UNI EN ISO 7376

Dati tecnici

Materiali	Ottone cromato, Silicone
Diametro manico	30 mm
Altezza aggancio	150 mm
Altezza manico	120 mm
Peso manico ^(senza batterie)	195 g
Diametro manopola	Max 45 mm
Peso manopola	85 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

GRIP UP - MANICO
ERGONOM. LARINGO LUCE
CONVENZ.

DG03102B

Classificazione CND Z12021003

Identificativo registrazione 413099



Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it