

## GRIP UP

Manico Laringo con manopola ergonomica



Manico laringo adulto dotato di manopola ergonomica da utilizzarsi con lame a fibre ottiche .

### Caratteristiche specifiche

Manico ergonomico per una presa ottimale  
Necessarie 2 batterie tipo C non incluse

### Dati tecnici

Materiali	Ottone cromato, Silicone
Diametro manico	30 mm
Altezza aggancio	160 mm
Altezza manico	130 mm
Peso manico <sup>(senza batterie)</sup>	230 g
Diametro manopola	Max 45 mm
Peso manopola	85 g

### Standard connessione lame

UNI EN ISO 7376

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

GRIP UP - MANICO  
ERGONOM. LARINGO FIBRE  
OTTICHE

**DG03720B**

Classificazione CND



Z12021003

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)