

L-Handle

Manico per laringoscopio pediatrico a luce convenzionale



Manico laringoscopio per pazienti pediatrici a luce tradizionale

Caratteristiche specifiche

Trattamento superficiale antiscivolo
Necessarie 2 batterie tipo AA (non incluse)

Standard di connessione lame

UNI EN ISO 7376

Dati tecnici

Materiale	Ottone cromato
Diametro manico	18 mm
Altezza con aggancio	150 mm
Altezza manico	120 mm
Peso (senza batterie)	130 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

L-HANDLE MANICO PER
LARINGO A LUCE
TRADIZIONALE PEDIATRICO
DG03101A



Classificazione CND	Z12021003
Identificativo registrazione	141659

Rev.0 (24/02/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it