

## L-Handle

Manico per laringoscopio pediatrico a luce convenzionale



Manico laringoscopio per pazienti pediatrici a luce tradizionale

### Caratteristiche specifiche

Trattamento superficiale antiscivolo  
Necessarie 2 batterie tipo AA (non incluse)

### Standard di connessione lame

UNI EN ISO 7376

### Dati tecnici

Materiale	Ottone cromato
Diametro manico	18 mm
Altezza con aggancio	150 mm
Altezza manico	120 mm
Peso (senza batterie)	130 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

L-HANDLE MANICO PER  
LARINGO A LUCE  
TRADIZIONALE PEDIATRICO  
**DG03101A**



Classificazione CND	Z12021003
Identificativo registrazione	141659

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)