

## L-Handle

### Manico laringo fibre ottiche adulto



Manico adulto per laringoscopi da utilizzarsi con lame a fibre ottiche.

#### Caratteristiche specifiche

Corpo con finitura antiscivolo  
Luce Led Bianca ad alta luminosità  
Funzionamento con 2 pile tipo C non incluse

#### Standard connessione lame

UNI EN ISO 7376

#### Dati tecnici

Materiali	Ottone cromato
Diametro manico	30 mm
Lunghezza totale	160 mm
Lunghezza manico	130 mm
Peso (senza pile)	230 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

L-HANDLE - MANICO  
LARINGO FIBRE OTTICHE  
ADULTO



**DG03700E**

Classificazione CND	Z12021003
Identificativo registrazione	141661

Rev.1 (12/09/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)