

L-Handle

Mango para laringoscopio con luz a fibra óptica pediátrico



Mango laringoscopio pediátrico para uso con pala fibra óptica.

Características específicas

Cuerpo con acabado antideslizante
Luz blanco de alto brillo Led
Operación con 2 pilas AA no incluidas

Estándar de conexión

UNI EN ISO 7376

Datos técnicos

Materiales	Aluminio
Diámetro mango	19 mm
Longitud total	160 mm
Longitud mango	130 mm
Peso (sin pilas)	160 g

DM de clase I según la Dir. 93/42/CEE

L-HANDLE MANGO FIBRA
ÓPTICA PEDIÁTRICO
DG03705E



Clasificación CND	Z12021003
Identificación de registro	141662

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA- revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it