

LSK 1

Kit laringoscopio



Kit laringoscopio con estuche semi-rígido studiato para los profesionales de la reanimación.

Características técnicas

El estuche ofrece una óptima protección del contenido y lleva dos compartimentos internos desmontables, donde guardar fácilmente lamas y mangos

Cierre con cremallera para un fácil acceso al contenido

Mango laringoscopio con acabado anti-deslizamiento diseñado para lamas de fibra óptica

Lamas tipo Macintosh y Miller en acero

Empuñadura ergonómica para mango adulto estándar

Datos técnicos

Dimensiones	220x225x80 mm
Peso del kit	1,55 ± 0,1 kg

Contenido del kit

Mango laringoscopio pediátrico y adulto

Lamas Macintosh y Miller med. 1,2,3,4

Empuñadura ergonómica para mango adulto

Materiales	Acero, Al, EVA
------------	----------------

Estándar conexión lamas

UNI EN ISO 7376

DM marcados CE según la Dir. 93/42/CEE

LSK 1 - KIT LARINGOSCOPIO 8

LAMAS FIBRA ÓPTICA

DG03811B

Identificativo registro



61563

Rev.0 (12/02/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. a socio unico Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it