

LSK 1

Kit laringoscopio



Kit laringoscopio con astuccio semirigido studiato per i professionisti della rianimazione.

Caratteristiche specifiche

L'astuccio offre ottima protezione al contenuto ed è dotato di due divisori interni staccabili in cui alloggiare comodamente lame e manici

Chiusura a zip per un facile accesso al contenuto

Manico laringoscopio con finitura antiscivolo destinato a lame a fibre ottiche

Lame tipo Macintosh e Miller in acciaio

Manopola ergonomica per manico adulto in dotazione

Dati tecnici

Dimensioni 220x225x80 mm

Peso del kit 1,55 ± 0,1 kg

Contenuto del kit

Manico laringoscopio pediatrico e adulto

Lame Macintosh e Miller mis 1,2,3,4

Manopola ergonomica per manico adulto

Materiali Acciaio, Al, EVA

Standard connessione lame

UNI EN ISO 7376

DM marcati CE secondo la Dir. 93/42/CEE

LSK 1 - KIT LARINGOSCOPIO 8

LAME FIBRE OTTICHE

DG03811B

Identificativo registrazione



61563

Rev.0 (12/02/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. a socio unico Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it