

MAGILL**Pinza guida tubi neonatale**

Pinza di Magill utile durante le fasi di intubazione del paziente neonato.

Caratteristiche specifiche

Sterilizzabile

Parte distale zigrinata per offrire maggior presa

Dati tecnici

Lunghezza totale	140 mm
Lunghezza parte ricurva ¹	60 mm
Peso	30 g
Materiale	Acciaio inox

¹ Dalla parte distale alla prima curvatura

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

MAGILL PINZA GUIDA-TUBI

NEONATALE

FG00606A



Classificazione CND L031312

Identificativo registrazione 141548

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it