

MAGILL

Pinzas de Magill pediátrica



Pinzas de Magill útil durante la intubación del paciente pediátrico.

Características específicas

Esterilizable
Parte distal moleteada para proporcionar un mejor agarre

Detalles técnicos

Longitud total	200 mm
Longitud de la parte curva ¹	100 mm
Peso	46 g
Material	Acero inoxidable

¹Desde el distal a la primera curva

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

PINZAS MAGILL PEDIATRICA
200 mm.

FG00607A

Clasificación CND L031312

ID de registro 141547



Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NO CONTROLADA- revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it