

MAGILL

Pinzas de Magill pediátrica



Pinzas de Magill útil durante la intubación del paciente pediátrico.

Características específicas

Esterilizable
Parte distal moleteada para proporcionar un mejor agarre

Detalles técnicos

| | |
|---|------------------|
| Longitud total | 200 mm |
| Longitud de la parte curva ¹ | 100 mm |
| Peso | 46 g |
| Material | Acero inoxidable |

¹Desde el distal a la primera curva

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

PINZAS MAGILL PEDIATRICA
200 mm.

FG00607A

Clasificación CND L031312

ID de registro 141547



Rev.0 (21/06/2016)

COPIA NO CONTROLADA- revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it