

Guedel

Kit cánulas orofaríngeas



Kit cánulas Guedel para la reanimación. Insertado en la cavidad bucal, previene que la lengua caiga causando el bloqueo de las vías respiratorias superiores, y permitiendo un suministro adecuado de aire.

Características específicas

Cánulas con código de color para una rápida identificación de la medida
 Parte terminal redondeada para limitar posibles daños en las membranas mucosas
 Se puede esterilizar con apósito líquido

Detalles técnicos

Materiales	PVC
Dimensiones del box	173x124x48 mm
Peso	195 g
Longitud cánulas del kit	40 mm
	50 mm
	60 mm
	70 mm
	80 mm
	90 mm
	100 mm
	110 mm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

GUEDEL-KIT CÁNULAS 8
 MEDIDAS C/BOX

RM10311A

Clasificación CND

ID de registro



R010102

148337

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it