

Guedel

Kit de canules oropharyngées



Les canules de Guedel sont utilisées pour maintenir les voies aériennes d'un patient ouvertes

Caractéristiques

Canules avec code couleur pour une identification rapide de la taille

Extrémité arrondie pour éviter tout dommage à la cavité orale du patient

Désinfectables avec liquides de stérilisation

Données techniques

Matière	PVC
Dimensions coffret	173x124x48 mm
Poids	195 g
Taille/longueur des différentes canules	40 mm
	50 mm
	60 mm
	70 mm
	80 mm
	90 mm
	100 mm
	110 mm

D.M. de Classe I selon la Dir. 93/42/CEE

KIT DE 8 CANULES DE GUEDEL AVEC COFFRET

RM10311A

Classification CND



R010102

Identifiant

d'enregistrement

148337

Rev.2 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it