

Guedel

10 cannule orofaringee



Cannule Guedel destinate alle manovre di rianimazione. Una volta inserita nella cavità orale, impedisce alla lingua di cadere ostruendo le vie aeree superiori favorendo nel contempo un adeguato afflusso d'aria.

Caratteristiche specifiche

Cannule con codice colore per una più rapida identificazione della misura
 Parte terminale arrotondata per limitare possibili danni ai tessuti
 Sterilizzabili con liquido sterilizzante

Dati tecnici

Materiali	PVC
Lunghezza cannula	50 mm
Peso	4 g
Colorazione anello	Azzurro
Cannule incluse	10 pz
Latex Free	

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

GUEDEL - CANNULA
 MONOUSO 50 mm conf.10 PZ.
RM10320A



Classificazione CND	R010102
Identificativo registrazione	795067

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it