

## Guedel

### 10 cannule orofaringee



Cannule Guedel destinate alle manovre di rianimazione. Una volta inserita nella cavità orale, impedisce alla lingua di cadere ostruendo le vie aeree superiori favorendo nel contempo un adeguato afflusso d'aria.

#### Caratteristiche specifiche

Cannule con codice colore per una più rapida identificazione della misura  
 Parte terminale arrotondata per limitare possibili danni ai tessuti  
 Sterilizzabili con liquido sterilizzante

#### Dati tecnici

Materiali	PVC
Lunghezza cannula	70 mm
Peso	8 g
Colorazione anello	Bianco
Cannule incluse	10 pz
Latex Free	

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

GUEDEL - CANNULA  
 MONOUSO 70 mm conf. 10PZ.  
**RM10322A**



Classificazione CND	R010102
Identificativo registrazione	457919

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)