

Guedel

10 cannule orofaringee



Cannule Guedel destinate alle manovre di rianimazione. Una volta inserita nella cavità orale, impedisce alla lingua di cadere ostruendo le vie aeree superiori favorendo nel contempo un adeguato afflusso d'aria.

Caratteristiche specifiche

Cannule con codice colore per una più rapida identificazione della misura
 Parte terminale arrotondata per limitare possibili danni ai tessuti
 Sterilizzabili con liquido sterilizzante

Dati tecnici

Materiali	PVC
Lunghezza cannula	80 mm
Peso	10 g
Colorazione anello	Verde
Cannule incluse	10 pz
Latex Free	

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

GUEDEL - CANNULA
 MONOUSO 80 mm conf. 10PZ
RM10323A



Classificazione CND	R010102
Identificativo registrazione	457920

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it