

Guedel

10 cannule orofaringee



Cannule Guedel destinate alle manovre di rianimazione. Una volta inserita nella cavità orale, impedisce alla lingua di cadere ostruendo le vie aeree superiori favorendo nel contempo un adeguato afflusso d'aria.

Caratteristiche specifiche

Cannule con codice colore per una più rapida identificazione della misura

Parte terminale arrotondata per limitare possibili danni ai tessuti

Sterilizzabili con liquido sterilizzante

Dati tecnici

| | |
|--------------------|--------|
| Materiali | PVC |
| Lunghezza cannula | 90 mm |
| Peso | 13 g |
| Colorazione anello | Giallo |
| Cannule incluse | 10 pz |
| Latex Free | |

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

GUEDEL - CANNULA
MONOUSO 90 mm conf. 10PZ
RM10324A



| | |
|------------------------------|---------|
| Classificazione CND | R010102 |
| Identificativo registrazione | 457921 |

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it