

## DGX 30

### Mandrino deformabile



Mandrino deformabile da utilizzarsi per agevolare le operazioni di inserimento di tubi endotracheali.

#### Caratteristiche specifiche

Anima flessibile in alluminio, rivestita da materiale plastico  
 Parte distale arrotondata per evitare danni ai tessuti  
 Il dispositivo è monouso ed è fornito sterile

#### Dati tecnici

Dimensioni confezione	65x495 ± 5 mm
Peso	14 ± 4 g
Lunghezza	34 ± 1 cm
Diametro	Ø4,7 mm (14Fr)

DM di Classe IIa in accord alla Dir. 93/42/CEE

DGX 30 - MANDRINO DEFORMABILE

ADULTO

DG50300A



Classificazione CND

L031199

Distribuito da Spencer Italia S.r.l.

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)